

«ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ В КРОВИ» В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОД КОНТРОЛЕМ МЕДПЕРСОНАЛА)

доступен для розничной торговли
в аптечной сети

Удобный набор для индивидуального использования (под контролем медперсонала) для проведения экспресс-теста в целях обнаружения антител IgG и IgM к коронавирусу 2019-nCoV. Включает в себя все необходимое для обнаружения и защиты от коронавирной инфекции. Удобный и простой в использовании набор для тестирования **4 человек** позволяет своевременно упредить и предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди контактировавшего ближайшего окружения с заболевшим.

В целях обеспечения дополнительной безопасности в комплекте предусмотрены индивидуальные средства защиты: медицинская маска, ланцет (скарификатор), спиртовая антисептическая салфетка и перчатки одноразовые.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В наборе есть все необходимое для проведения тестирования семьи, ближайшего круга лиц.
- Простота применения.
- Ультрabyстрoе получение результатов анализа с последующим принятием решения об изоляции.
- Тесты определяют образование антител, что является основанием для дальнейшего эпидемиологического обследования в медицинских учреждениях.



КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА ДУО-4:

1. Тестовая кассета (STANDARD Q COVID-19 IgM) — 4 шт.
2. Тестовая кассета (STANDARD Q COVID-19 IgG) — 4 шт.
3. Буферный раствор (Buffer bottle) — 1 шт.
4. Микрокапилляр — 4 шт.
5. Инструкция по применению — 1 шт.
6. Спиртовая антисептическая салфетка — 4 шт.
7. Ланцет (скарификатор) — 4 шт.
8. Перчатки одноразовые — 4 пары
9. Маска медицинская — 4 шт




* Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%; при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%



Тесты на наличие антител IgM методом ИХА могут применяться уже с **7-10 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса IgM. Тесты на наличие антител IgG методом ИХА могут применяться уже с **10-14 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса IgG.

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19



с 7-10 дня после появления
первых симптомов

WhiteProduct

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC., CO
ООО «Уайт Продакт»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7,
этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
sales@white-product.com

SD BIOSENSOR 
www.sdbiosensor.com