

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

Руководителям, отвечающим за подготовку учреждений и персонала к выходу на рабочие места после карантина, выполнению указаний Роспотребнадзора по мерам упреждения коронавирусной инфекции.



Согласно указу мера Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ (посмотреть) каждый работодатель обязан тестировать своих сотрудников на наличие COVID-19. Варианты решения: Вызвать сотрудников Федерального бюро медико-социальной экспертизы – риск закрытия организации на карантин при выявлении инфицированных сотрудников. Альтернатива: комплексное решение от компании **WhiteProduct!**

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Комплексное тестирование «своими силами»

Комплексное предложение от компании **WhiteProduct**. Уникальная система **экспресс-тестов** для обнаружения носителей вируса COVID-19 с возможностью оперативной (не более 15-30 минут) диагностики и получения результатов.

STANDARD™ Q COVID-19 Ag

Наборы для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного выявления антигена коронавируса в образцах мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).




STANDARD™ Q COVID-19 IgM/IgG Duo

Наборы для проведения экспресс-теста для качественного выявления и дифференциации антител IgM / IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, венозной крови, сыворотки или плазмы крови человека (с 7-10 дня появления симптомов).



Регистрационное удостоверение Росздравнадзор Регистрационное удостоверение Росздравнадзор
№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020 № РЗН 2020/10742 от 09.06.2020



Весь товар от ведущих производителей сертифицирован и имеет РУ Росздравнадзора

Огромный выбор смотровых перчаток и масок для профилактики и защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении тестирования, а также для использования в мед. учреждениях, пищевом производстве, в местах обслуживания населения, в общественных местах, транспорте и т.д.

Особенности экспресс-тестирования методом ИХА:

1. Сверхбыстрое время получения результатов до 30 минут!
2. Не нужно лабораторное оборудование — экспресс-тест проводится на месте в предприятии/учреждении.
3. Экспресс-тесты можно использовать для оперативного определения коронавирусной инфекции у персонала с симптомами ОРВИ.
4. Определение коронавирусной инфекции на любом этапе с 1 дня симптомов, а также при бессимптомном течении заболевания (для выявления распространения).

* – по данным клинико-лабораторных испытаний ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ г. Москва. ** – Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%; при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%

Мед. Организация — партнер WP

Партнер **WhiteProduct** — медицинская организация профессионально проведет тестирование и выдаст официальный документ проведения проверки



Вызвали мед. Организацию партнера **WhiteProduct** ⇨ Провели скрининг ⇨ Разделили на группы ⇨ С иммунитетом — снижен риск заражения: можно отправлять на выезды ⇨ Без иммунитета — остается в офисе ⇨ Тест показывает большой — группа риска: отправляем домой (сдать ПЦР тест в гос. Мед. Учреждении.)

Система тепловизионной аналитики

Установить систему автоматического измерения температуры для контроля перемещения граждан и оперативного выявления лиц, имеющих потенциально опасные симптомы



Наличие у системы бесконтактной технологии измерения температуры, широкого охвата и минимального количества ложных срабатываний позволяют контролировать ситуацию при высокой потоковой нагрузке.

При выявлении человека с повышенной температурой тела, система оповещает об этом оператора, который может направить сотрудника в СИЗ для сопровождения потенциально зараженного человека до места проведения экспресс-теста на COVID-19.